

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stk3/Mst2-T384 Pour Wb, Elisa - Q13188

Numéro d'article: CM0001335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Thr384 phosphorylée de STK3/MST2 humain. Validé pour WB et ELISA ; réagit de façon croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de l'apoptose et de la signalisation de la voie Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STK3/MST2-T384 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KRS1 ; MST2 ; Phospho-STK3/MST2-T384
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6788
Identifiant de gène	6788
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour de T384 de STK3/MST2 humain (NP_006272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13188
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace