

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Stk3/Stk4-T180/T183 Pour Wb Et Elisa - Q13188 / Q13043

Numéro d'article: CM0001696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité, spécifique de STK3/STK4 phosphorylé au niveau T180/T183, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Hippo, de l'apoptose et de la biologie du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STK3/STK4-T180/T183 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de T180 de STK3/STK4 humain STK3 (NP_006272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13188/Q13043
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace