

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Syk-Y323 Pour Wb, Elisa - P43405

Numéro d'article: CM0001609



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Syk humaine phosphorylée au niveau de Tyr323. Validé pour Western blot et ELISA ; détecte une bande de 72 kDa. Pas de réaction croisée avec d'autres espèces. Convient pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes B et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IMD82 ; p72-Syk ; Phospho-Syk-Y323
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y323 de la Syk humaine (NP_003168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace