

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) (Pab) Pour Wb, Elisa - P43405 / P43403

Numéro d'article: CM0001843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Syk (Y352) et ZAP70 (Y319) phosphorylés pour les applications Western blot et ELISA. Spécifique des échantillons humains, idéal pour la recherche sur la signalisation des immunorécepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SYK/ZAP70 ; Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6850/7535
Identifiant du gène	6850/7535
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y352 de la Syk humaine (NP_003168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43405/P43403
Poids de la protéine	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
Expédition	Sac de glace