

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Syk (Y525/526) Pour Wb Et Elisa - P43405

Numéro d'article: CM0000838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la SYK humaine phosphorylée sur Tyr525/526. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les études de signalisation du récepteur des lymphocytes B, d'immunité innée et d'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Syk-Y525/526 pAb de Lapin
Remarques/Alias	IMD82 ; p72-Syk ; Phospho-Syk-Y525/526
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y525 & Y526 de la Syk humaine (NP_003168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace