

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Synapsine-1 (Ser9) Pour Wb Et Elisa - P17600

Numéro d'article: CM0001262

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Synapsine-1 phosphorylée au niveau du Ser9. Validé pour le WB et l'ELISA, il reconnaît les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour les études sur le trafic des vésicules synaptiques et la libération des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SYN1-S9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Phospho-SYN1-S9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6853
GeneID	6853
Immunogène	Peptide synthétique — Un peptide phosphorylé synthétique autour du S9 de la SYN1 humaine (NP_008881.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17600
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace