


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Tak1-S439 Pour Wb - O43318

Numéro d'article: CM0000553



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-TAK1-S439 validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Conçu pour étudier la signalisation MAPK, l'activation de NF- κ B et les réponses au stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre principal	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-TAK1-S439
Remarques/Alias	CSCF ; FMD2 ; TAK1 ; MEKK7 ; TGF1a ; Phospho-TAK1-S439
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6885
GeneID	6885
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S439 de TAK1 humain (O43318)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43318
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace