

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau (S396) Pour Wb, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001451



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Tau (S396) pour la détection de la protéine tau phosphorylée, validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, adapté à la recherche sur la neurodégénérescence et au développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-S396 AcM de lapin
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-S396
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S396 de la tau humaine (NP_005901.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10636
Poids moléculaire de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace