

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Tau-S404 Pour Wb Et Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001446



Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) lapin anti-Phospho-Tau-S404 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît la Tau phosphorylée humaine, murine et de rat au site S404. Idéal pour la recherche sur les maladies neurodégénératives et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-S404 Rabbit mAb
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S404 de la Tau humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids moléculaire	79kDa
Expédition	Sac de glace