

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau (Ser416) Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Tau humaine phosphorylée sur Ser416. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte la MAPT humaine, murine et de rat. Pour la recherche en neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-Tau-Ser416
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-Ser416
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4137
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S416 de la Tau humaine (NP_005901.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids Moléculaire Protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace