

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Tau (T205) Pour Wb, Ihc-P, If - P10636

Numéro d'article: CM0001241



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Tau phosphorylée (T205). Validé pour WB, IHC-P, IF et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T205 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-T205
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T205 de la Tau humaine (NP_001190181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace