

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau (T205) Pour Wb, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001678



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Tau (T205) validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la tau humaine, de souris et de rat phosphorylée sur la thréonine 205. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T205 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4137
GenelD	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T205 de la Tau humaine (NP_001190181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace