

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tau Phosphorylé T212 Pour Wb Et Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001718



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Tau humaine phosphorylée au niveau du résidu T212. Validé pour Western Blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la dynamique des microtubules, de la polarité neuronale et des tauopathies, y compris la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T212 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T212
Espèce	Humain
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique - peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de T212 de la Tau humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace