

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Tau-T231 Pour If-P, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0000788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Tau-T231 validé pour IF-P et ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Cible la Thr231 phosphorylée de Tau (P10636), clé dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Tau-T231 mAb Lapin
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Espèce	Humain
ID de Gène	4137
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T231 de Tau humain (P10636).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace