

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Pour Wb, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0000467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Tau humaine phosphorylée (Thr212/Ser214), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la Tau de souris. Réponse idéale pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neurodégénérescence. Poids de la protéine ~79 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Thr212/Ser214
Espèce	Humain
GeneID	4137 (Humain)
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T529 & S531 de la Tau humaine (NP_058519.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P10636
Poids de la Protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace