


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tbc1D4-T642 Pour Wb, Elisa - O60343

Numéro d'article: CM0001662



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la Thr642 phosphorylée de TBC1D4/AS160 humain. Validé pour le western blot et l'ELISA ; réagit de façon croisée avec la souris. Utile pour étudier la capture de glucose stimulée par l'insuline et les mécanismes du diabète de type 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-TBC1D4-T642
Remarques/Alias	AS160 ; NIDDM5 ; Phospho-TBC1D4-T642
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9882
Identifiant du gène	9882
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la T642 de TBC1D4 humain (NP_055647.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60343
Poids protéique	147 kDa
Expédition	Sac de glace