


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Pour Wb, Elisa - Q9Uhd2

Numéro d'article: CM0000706



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique de TBK1 phosphorylé (Ser172). Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, l'autophagie et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-TBK1/NAK-S172 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
Espèce	Humain
Identifiant du gène	29110 (Humain)
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S172 de TBK1/NAK humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHD2
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sachet de glace