


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Numéro d'article: CM0001369



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la TBK1/NAK phosphorylée sur la Ser172. Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour les études sur l'immunité innée, la signalisation antivirale et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-TBK1/NAK-S172
Remarques/Alias	NAK ; T2K ; IIAE8 ; FTDALS4 ; Phospho-TBK1/NAK-S172
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	29110
Identifiant du Gène	29110
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de la S172 de la TBK1/NAK humaine (NP_037386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHD2
Poids Moléculaire de la Protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace