

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Pour Wb, Db, Elisa - Q13148

Numéro d'article: CM0001763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phospho-résidu ciblant S409/S410 de la TDP-43 humaine (TARDBP). Validé pour WB, DB et ELISA. Convient pour l'étude des mécanismes des maladies neurodégénératives et de la biologie de l'ARN. Détecte une bande à 45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALS10; TDP-43; Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23435
GeneID	23435
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S409&S410 de la TDP-43/TARDB humaine (NP_031401.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13148
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace