


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Tifa-T9 Pour Wb, Elisa - Q96Cg3

Numéro d'article: CM0001178



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-TIFA-T9 détecte la TIFA phosphorylée sur la thréonine 9 dans des échantillons humains. Adapté pour le WB et l'ELISA, idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-TIFA-T9
Remarques/Alias	T2BP ; T6BP ; TIFAA ; Phospho-TIFA-T9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92610
GeneID	92610
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96CG3
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace