


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Trka-Y490 Pour Wb Et Elisa - P04629

Numéro d'article: CM0000840



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-TrkA-Y490 (NTRK1) validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat dans la signalisation neurotrophique et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-TrkA-Y490 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4914
GeneID	4914
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y490 de TrkA humain (NP_001012331.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace