

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 Pour Wb, Elisa - P04629-2 / Q16620

Numéro d'article: CM0001463

Introduction

Le phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 pAb de lapin détecte les TrkA (Y674/675) et TrkB (Y706/707) humains phosphorylés. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études de signalisation des neurotrophines et d'activation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 pAb de lapin
Remarques / Alias	NTRK1/NTRK2 ; Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4914/4915
ID du gène	4914/4915
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y674 & Y675 du TrkANTRK1 humain (NP_001012331.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04629-2/Q16620
Poids protéique	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
Expédition	Sac à glace