


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tsc2 (S1387) Pour Wb Et Elisa - P49815

Numéro d'article: CM0001821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phospho-réaction contre la tubérine (TSC2) phosphorylée sur Ser1387. Validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la voie mTOR et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-TSC2-S1387 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-S1387
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7249
GeneID	7249
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49815
Poids de la protéine	201kDa
Expédition	Sac de glace