


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tsc2-T1462 Pour Wb - P49815

Numéro d'article: CM0000696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho-site détectant la phosphorylation de TSC2 (Tuberine) en T1462. Convient pour WB et ELISA chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation mTORC1 et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-TSC2-T1462 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-T1462
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7249
ID de Gène	7249
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T1462 de TSC2 humain (NP_000539.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49815
Poids Protéique	201kDa
Expédition	Sac de glace