


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ubiquitine-Ser65 Pour Wb, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Numéro d'article: CM0001301



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-Ubiquitine-Ser65 validé pour WB, ELISA. Détecte la Ser65 phosphorylée de l'ubiquitine humaine ; idéal pour étudier l'ubiquitination, la dégradation des protéines et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Ubiquitine-Ser65 pAb de Lapin
Remarques/Alias	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Phospho-Ubiquitine-Ser65
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la S65 de l'Ubiquitine humaine (NP_002945.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Poids Protéique	18kDa/15kDa/77kDa
Expédition	Sac de glace