

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-B-Caténine-S45 Pour Wb, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0000912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho- β -Caténine-S45 (P35222) pour WB et ELISA. Détecte la β -caténine phosphorylée endogène au niveau du Ser45 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho- β -Caténine-S45 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S45
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1499
GeneID	1499
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S45 de la β -caténine humaine (NP_001091679)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace