

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-B-Caténine (S552) Pour Wb, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0000871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospho- β -caténine (S552). Validé pour WB, ELISA avec réactivité croisée humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire. - P35222

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho- β -Caténine-S552
Remarques/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Caténine-S552
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1499
GeneID	1499
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la S552 de la bêta-caténine humaine (NP_001091679)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids Protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace