

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Vangl2 (S79/S82/S84) Pour Wb Et Elisa - Q9ULK5

Numéro d'article: CM0001294



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique au VANGL2 phosphorylé sur les sérines 79, 82 et 84. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit avec des échantillons humains et de rat. Convient à l'étude de la polarité cellulaire planaire et des processus de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-VANGL2-S79/S82/S84 mAb Lapin
Remarques/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-S79/S82/S84
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57216
GeneID	57216
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide spécifique phosphorylé correspondant aux résidus entourant S79/S82/S84 du VANGL2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9ULK5
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace