

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Vasp (S157) Pour Wb, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0001121



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-VASP (S157) validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Cible la VASP phosphorylée au niveau S157, une protéine associée à l'actine cruciale dans le remodelage du cytosquelette, l'agrégation plaquettaire et la motilité cellulaire. Convient pour la biologie vasculaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Phospho-VASP-S157
Remarques/Alias	VASP ; Phospho-VASP-S157
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7408
ID du gène	7408
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S157 de la VASP humaine (NP_003361.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50552
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace