

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Vasp-S157 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0000791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant VASP (phospho-S157). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. VASP régule la dynamique de l'actine, l'agrégation plaquettaire et la migration cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-VASP-S157
Remarques/Alias	VASP ; Phospho-VASP-S157
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7408
GeneID	7408
Immunogène	Peptide synthétique phosphorylé autour de S157 du VASP humain (NP_003361.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50552
Poids Moléculaire Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace