

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Vasp-S239 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0000769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant le Phospho-VASP-S239 (protéine phosphorylée stimulée par les vasodilatateurs). Validé pour Western Blot, IHC-P, ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	Phospho-VASP-S239 Lapin pAb
Remarques/Alias	VASP; Phospho-VASP-S239
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7408
GeneID	7408
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S239 du VASP humain (NP_003361.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50552
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace