

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Vegf Récepteur 2-Y1175 Pour Wb, Elisa - P35968

Numéro d'article: CM0000760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tyrosine 1175 phosphorylée de VEGFR2/KDR. Validé pour le Western blot et l'ELISA, présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-VEGF Récepteur 2-Y1175
Remarques/Alias	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Phospho-VEGF Récepteur 2-Y1175
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	3791
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y1175 du VEGF Récepteur 2 humain (NP_002244.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35968
Poids Moléculaire de la Protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace