

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Vegf Récepteur 2-Y1175 Pour Wb - P35968

Numéro d'article: CM0001159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le VEGF Récepteur 2 phosphorylé au niveau Y1175, validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la signalisation vasculaire. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-VEGF Récepteur 2-Y1175 pAb de Lapin
Remarques/Alias	FLK1 ; CD309 ; VEGFR ; VEGFR2 ; Phospho-VEGF Récepteur 2-Y1175
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3791
ID du Gène	3791
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y1175 du VEGF Récepteur 2 humain (NP_002244.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35968
Poids Moléculaire de la Protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace