


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Vimentine-S83 Pour Wb, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0001068



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant la vimentine phosphorylée au Ser83. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et de rat. Détecte une bande d'environ 54 kDa. Convient aux études sur les filaments intermédiaires, la migration cellulaire et la transition épithélio-mésenchymateuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Vimentine-S83 pAb Lapin
Remarques/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentine; VIM; vimentine; Phospho-Vimentine-S83
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7431
ID de Gène	7431
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du S83 de la VIM humaine (NP_003371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P08670
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace