

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Yap1-S127 Pour Wb, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0001733



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique de YAP1 phosphorylé sur la sérine 127. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation Hippo et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-YAP1-S127 Rabbit mAb                                                                         |
| Remarques / Alias    | YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Protéine associée à Yes 1; Phospho-YAP1-S127                      |
| Espèce               | Humaine                                                                                              |
| GeneID (humain)      | 10413                                                                                                |
| GeneID               | 10413                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S127 de YAP1 humain (NP_001123617.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                               |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                  |
| SWISS                | P46937                                                                                               |
| Poids de la protéine | 36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                         |