

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Yap1-S128 Pour Wb - P46937

Numéro d'article: CM0001469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant YAP1 phosphorylé sur Ser128, un effecteur clé de la voie Hippo. Réagit avec les échantillons humains et murins, validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur le cancer et la taille des organes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-YAP1-S128
Remarques/Alias	YAP ; YKI ; COB1 ; YAP2 ; YAP-1 ; YAP65 ; Phospho-YAP1-S128
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10413
ID du gène	10413
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S128 de l'YAP1 humain (NP_001123617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46937
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace