

Pab De Lapin Anti-Phospho-Ywhaz-S58 Pour Wb Et If/Icc - P63104

Numéro d'article: CM0001098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant spécifiquement YWHAZ phosphorylé sur la sérine 58. Adapté pour western blot et immunofluorescence sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-YWHAZ-S58
Remarques / Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	7534
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63104
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant