


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Zap70-Y319 Pour Wb, Ip, Elisa - P43403

Numéro d'article: CM0001150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) dirigé contre Phospho-ZAP70-Y319, validé pour Western blotting (WB), immunoprécipitation (IP) et ELISA sur échantillons humains. Il est spécifique du résidu Y319 phosphorylé de ZAP70, une kinase clé dans la recherche sur la signalisation du récepteur des lymphocytes T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-ZAP70-Y319 de lapin
Remarques / Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7535
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y319 de ZAP70 humain (NP_001070.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43403
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace