


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43403/P43405

Numéro d'article: CM0001591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la phospho-Zap70 (Y319) et la phospho-Syk (Y352). Convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur la signalisation des cellules T et B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Lapin pAb
Remarques/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7535
GeneID	7535/6850
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du Y319 de la ZAP70 humaine (NP_001070.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P43403/P43405
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace