


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Zap70 (Y493) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

Numéro d'article: CM0001417



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant ZAP70 à la tyrosine 493, validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Phospho-ZAP70-Y493
Remarques/Alias	SRK ; STD ; TZK ; STCD ; IMD48 ; ADMIO2 ; ZAP-70 ; Phospho-ZAP70-Y493
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7535
ID du gène	7535
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de Y493 de la protéine ZAP70 humaine (NP_001070.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43403
Poids moléculaire de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace