


Anticorps Monoclonal Anti-Phospholamban Pour Wb, If-P, Elisa - P26678

Numéro d'article: CM0007076



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Phospholamban validé pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Cible le régulateur du calcium du réticulum sarcoplasmique impliqué dans la contractilité du muscle cardiaque, essentiel pour la recherche cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospholamban Rabbit mAb
Remarques/Alias	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; phospholamban; Phospholamban
Espèce	Humain
ID de gène	5350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-52 du Phospholamban humain. (NP_002658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids moléculaire	6 kDa
Expédition	Sac de glace