


Anticorps Polyclonal Anti-Phospholambane (PLn) Pour Wb, Elisa - P26678

Numéro d'article: CM0021750



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Phospholambane (PLN) humaine pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible un régulateur clé de l'homéostasie calcique cardiaque et de la contractilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLN Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5350
GeneID	5350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 52 de la PLN humaine (NP_002658.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P26678
Poids de la protéine	6 kDa
Expédition	Sac de glace