


Anticorps Monoclonal Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15162

Numéro d'article: CM0008775



Introduction

Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) mAb de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat — idéal pour la recherche sur l'apoptose et les antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) mAb de Lapin
Remarques/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5359
GeneID	5359
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Phospholipid Scramblase 1 humain (PLSCR1) (NP_066928.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15162
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace