


Anticorps Polyclonal Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Pour Wb Et Elisa - O15162

Numéro d'article: CM0031052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) humain. Validé pour WB et ELISA ; détecte une protéine de 35 kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la défense antivirale et le scrambling des lipides.

[En savoir plus](#)

Nom du Produit	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) pAc Lapin
Remarques/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5359
GeneID	5359
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-318 du Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) humain (NP_066928.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O15162
P>Poids Moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace