

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phox2B Pour Wb, Elisa - Q99453

Numéro d'article: CM0012625



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PHOX2B humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible un facteur de transcription crucial pour le développement des neurones noradrénergiques et impliqué dans le neuroblastome et le CCHS. Convient pour la recherche en neurosciences et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PHOX2B Rabbit mAb
Remarques/Alias	CCHS ; PMX2B ; NBLST2 ; NBPhox ; PHOX2B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8929
Identifiant du gène	8929
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 215 et 314 du PHOX2B humain (NP_003915.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99453
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace