

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phox2B Pour Wb, Elisa - Q99453

Numéro d'article: CM0022225



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PHOX2B pour WB et ELISA détecte le PHOX2B humain et murin, un facteur de transcription essentiel au développement des neurones noradrénergiques. Idéal pour la recherche sur le neuroblastome et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] PHOX2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCHS ; PMX2B ; NBLST2 ; NBPhox ; PHOX2B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8929
GeneID	8929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-314 du PHOX2B humain (NP_003915.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q99453
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace