


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phpt1 Pour Wb, Elisa - Q9Nrx4

Numéro d'article: CM0013469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHPT1 humain (phosphohistidine phosphatase de 14 kDa). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'activité de la phosphohistidine phosphatase. Q9NRX4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHPT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29085
ID de gène	29085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 de PHPT1 humain (NP_054891.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRX4
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace