


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phpt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nrx4

Numéro d'article: CM0015869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PHPT1 humaine (phosphohistidine phosphatase 1). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Immunogène : protéine recombinante. Réservé à la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHPT1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PHP ; PHP14 ; CGI-202 ; HSPC141 ; HEL-S-132P ; PHPT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	29085
Identifiant du gène	29085
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRX4
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace