

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phrf1 Pour Wb Et Elisa - Q9P1Y6

Numéro d'article: CM0019626

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PHRF1 (protéine 1 contenant les domaines PHD et doigt en RING), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une bande d'environ 179 kDa, idéal pour l'étude de cette phosphoprotéine fixant des métaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PHRF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57661
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1350-1450 de la PHRF1 humaine (NP_001273512.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P1Y6
Poids de la protéine	179 kDa
Expédition	Sac de glace