

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pi3 Kinase P110 Alpha Pour Wb, Ip, Elisa - P42336

Numéro d'article: CM0007047



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PI3 Kinase p110 alpha humaine (PIK3CA), validé pour WB, IP et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour le développement de tests IVD ciblant la voie de signalisation PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PI3 Kinase p110 alpha
Remarques/Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3 Kinase p110 alpha
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5290
GeneID	5290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 294-610 de la PI3 Kinase p110 alpha humaine (NP_006209.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P42336
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace